



CROSSROADS

mit elastischer Laufsohle aus EVA-Material (braun)
mit elastischer vibram® Flachsohle (schwarz)
HMV-Nummer: 31.03.03.7038

Schuhmaße		Verwendung
Sprengung*	15 mm	h-Cast
Absatzhöhe**	25 mm	Orthesen-Konfigurator

Größe	36-48	
Material	Hochwertiges Leder – zertifiziertes Rindsleder als Obermaterial und Kalbsleder als Innenfutter sorgen für höchsten Tragekomfort.	
Schuhausführungen	REGULAR links und rechts SLIM links und rechts	REGULAR links/SLIM rechts SLIM links/REGULAR rechts



PARKSTREET

mit absatzloser Laufsohle aus EVA-Material
mit Kautschuk-Beschichtung
HMV-Nummer: 31.03.03.7052

Schuhmaße		Verwendung
Sprengung*	0 mm	h-Cast
Absatzhöhe**	14 mm	Orthesen-Konfigurator

URBANSTREET

mit absatzloser Laufsohle aus EVA-Material
mit Kautschuk-Beschichtung
HMV-Nummer: 31.03.03.7052

Größe	32-48	
Material	Robuster Stoff aus dicht gewebter Baumwolle – unempfindlich, leicht zu reinigen, garantiert eine sorgenfreie Verwendung im Alltag.	



CITYDRIVE

mit leichter, robuster Laufsohle aus Polyurethan (PU)
HMV-Nummer: 31.03.03.7056

Schuhmaße		Verwendung
Sprengung*	10 mm	h-Cast
Absatzhöhe**	25 mm	Orthesen-Konfigurator

Größe	36-48	
Material	Edles Nubukleder als Obermaterial und weiches Kalbsleder als Innenfutter sorgen für höchsten Tragekomfort.	

* Die Höhe der Sprengung entspricht der Höhe der zu nutzenden h-Cast-Platte bei der Befundung.
** Die Absatzhöhe wird im Orthesen-Konfigurator als Teil der Berechnungsgrundlage eingetragen.

Alle Orthesenschuhe werden für jede Schuhgröße paarweise verkauft.