

NEURO SWING FIT AFO Testorthese



Die NEURO SWING FIT AFO Testorthese mit vormontiertem NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenk ist eine konfektionierte Orthese aus Carbonfasermaterial. Sie wird als Testorthese vor einer Versorgung mit einer maßgefertigten AFO eingesetzt, in der ein Systemknöchelgelenk mit dynamischen Anschlägen (z. B. NEURO SWING) verbaut wird.

Die NEURO SWING FIT AFO Testorthese:


- wird als Set für ein rechtes und linkes Bein herausgegeben.
- verfügt über ein vormontiertes NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenk.
- wird mit einem Polsterzuschnitt, mit selbstklebenden Klettbackenpunkten, für die Unterschenkelschale ausgeliefert und einem Stoffbeutel pro Orthese.
- verfügt über einen vormontierten Klettverschluss auf Wadenhöhe, der für sicheren Halt sorgt.

Federeinheiten (siehe Rückseite) müssen separat bestellt werden.

Schuhgröße*	Orthesengröße	Artikelnummer für Systembreite			
		12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
29-31	XXS	AC5201-XXS/LR	AC5202-XXS/LR	-	-
32-34	XS	-	AC5202-XS/LR	-	-
35-37	S	-	-	AC5203-S/LR	-
38-40	M	-	-	AC5203-M/LR	-
41-43	L	-	-	-	AC5205-L/LR
44-46	XL	-	-	-	AC5205-XL/LR

* Ermitteln Sie die Schuhgröße und wählen Sie die entsprechende Orthesengröße aus. Bei einem hohen Körpergewicht bzw. einer kräftigen Statur kann es nötig sein, eine größere Orthesengröße auszuwählen.


⚠ Die NEURO SWING FIT AFO Testorthese ist mit einem Kniestrumpf oder einem kniehohen Kompressionsstrumpf zu tragen.



Federeinheiten im Koffer



Federeinheiten im Koffer		
Pos.	Bezeichnung	Artikelnummer
1	1 x Federeinheitenset im Koffer mit Werkzeug	SF5800-C
ohne Abb.	1 x Koffer für Federeinheiten zur eigenen Befüllung mit Werkzeug (ohne Federeinheiten)	SF5800-C/0
1a	je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 12 mm	s. Tabelle Federeinheiten
1b	je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 14 mm	s. Tabelle Federeinheiten
1c	je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 16 mm	s. Tabelle Federeinheiten
1d	je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 20 mm	s. Tabelle Federeinheiten
1e	1 x Innensechskant-Kugelschraubendreher, 4 x 100 mm	WZ5112-4010
1f	1 x Innensechskant-Kugelschraubendreher, 5 x 100 mm	WZ5112-5010



Federeinheiten (für ein NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenk benötigen Sie zwei der folgenden Federeinheiten):

ME	Bezeichnung	Artikelnummer für Systembreite			
		12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
Stück	Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit	SF5801-C/15/03	SF5802-C/15/05	SF5803-C/15/07	SF5805-C/15/18
Stück	Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit	SF5801-C/15/06	SF5802-C/15/11	SF5803-C/15/15	SF5805-C/15/25
Stück	Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit	SF5801-C/10/12	SF5802-C/09/16	SF5803-C/10/21	SF5805-C/10/40
Stück	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit	SF5801-C/10/19	SF5802-C/10/29	SF5803-C/10/31	SF5805-C/10/60
Stück	Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit	SF5801-C/05/33	SF5802-C/05/53	SF5803-C/05/63	SF5805-C/05/99