

一般用装具療法シート

AFO/KAFO/KO

www.orthosis-configurator.com/ja

装具士: _____ 会社: _____
顧客番号: _____ データ: _____

患者の個人データは、注文処理と統計学的評価のために保管・使用されますのでご了承ください。
装具の荷重容量の計算は、ここに記入されたデータに関連付けて行われます。このデータは、装具を利用しているうちに変わることがあります。この装具療法シートに記入する際は、今後考えられる変化を考慮に入れてください(例:体重変化、筋肉強度の成長や変化)。

患者データ

患者氏名	生まれた年	体重	脚
		kg	左脚 右脚
データプライバシーの目的のため、 下の名の最初の2文字と、 名字の最初の2文字のみを記入して ください。	性別 女性 男性 その他	身長 cm	左右の足で以下の点が異なっている 場合は、装具療法シートを2枚使用し てください。


疾患と障害

一般用装具療法シートは、ダウンロードセクションで専用の装具療法シートがない疾患や障害の場合に限り、使用してください。

靴の測定

靴サイズ (EU)

(足の寸法 + 1.5cm) x 1.5



踵高さ (A)

ピッチ ($x = A - B$)

mm

mm


靴底厚さ (B)

高さ補償 (C)

mm

mm

上側足関節の運動範囲



背側

底側

膝レベルの不安定性/変形

生理学的位置


内反変形

最大

装具装着時の推定

○

○




外反変形

最大

装具装着時の推定

○

○



生理学的運動範囲


過伸展

最大

装具装着時の推定

○

○




伸展の制限

最大伸展

装具装着時の推定

○

○



PR9050-JP-2025-06

FIOR & GENTZ

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (ドイツ)

+49 4131 24445-0
+49 921 95659554

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ

AFO/KAFO/KO

www.orthosis-configurator.com/ja


股関節レベルの不安定性/運動制限

生理学的運動範囲

伸展の制限

最大伸展

○



検診時に立つことができるか (補助が必要な場合も含む)

検診は患者が (少なくとも部分的に) 立った状態で行うことができる。


はい

いいえ

鉛直線の経路 (身体の重心から)


鉛直線が膝の回旋点を通る、または膝の回旋点より前を通る。

これは、重度の伸展制限の場合に起こることがあります。これは例えば、身体を前に曲げることで補償することができ、また装具で補正することが可能です。



鉛直線が膝の回旋点より後ろを通る。

これは、重度の伸展制限の場合に起こることがあり、装具で補償や補正をすることはできません。



筋肉強度 (Jandalによる)

0 (ゼロ) 1 (わずか) 2 (不良) 3 (可) 4 (良) 5 (正常)

股関節屈曲

股関節伸展

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

膝関節伸展

膝関節屈曲

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

背屈

底屈

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5



装具の要件



1日当たり歩く階段の段数

< 10

11~50

> 50



1日当たり歩く高低差 (m)

< 10

11~50

> 50



患者は、片手で安全にシステム足関節に手が届く。

はい

いいえ

活動レベル



1.屋内歩行



2.ある程度の屋外歩行




3.無制限の屋外歩行



4.特に高強度の無制限屋外歩行

ap測定値 (KAFOまたはKOの膝の機械的回旋点)



mm

装具データ

患者との面談中のメモ (例えば以前の治療など)