

Orthopédiste : _____ Société : _____


Numéro de client : _____ Date : _____

Veillez noter que les données personnelles seront sauvegardées et utilisées pour traiter la commande ainsi que pour des analyses statistiques. Prenez en considération que les données indiquées sont la base pour calculer la charge de l'orthèse. Au cours de l'utilisation de l'orthèse ces données peuvent changer. Envisagez des changements prévisibles en remplissant la fiche pour le traitement orthétique (p. ex. variations du poids, croissance ou changement de la force musculaire).

DONNÉES DU PATIENT

Nom du patient	Année de naissance	Poids	Jambe
		kg	jambe gauche jambe droite
En raisons de protection des données, veuillez indiquer seulement les deux premières lettres du nom et du prénom.	Sexe	Taille	(Veuillez remplir deux fiches pour le traitement orthétique si les points suivants sont différents pour les deux jambes.)
	féminin masculin	cm	

Mesures de chaussure



Pointure (système continental européen)


Compensation de hauteur (C) _____ mm

Hauteur de talon (A) _____ mm

Épaisseur de semelle (B) _____ mm


Dénivelé ($x = A - B$) _____ mm

Liberté de mouvement dans l'articulation talo-crurale



Dorsale

○



Plantaire

○

Types de marche selon l'Amsterdam Gait Classification

TYPES DE MARCHÉ SELON L'AMSTERDAM GAIT CLASSIFICATION					
TYPES DE MARCHÉ	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5
GENOU	NORMAL	HYPEREXTENSION	HYPEREXTENSION	FLEXION	FLEXION
CONTACT PLANTAIRE	COMPLET	COMPLET	INCOMPLET	INCOMPLET	COMPLET

Activité



1. Marcheur en intérieur

L'activité 1 de la classification FIOR & GENTZ correspond au niveau IV du système de classification GMFCS et au niveau II de l'échelle de classification FMS. On trouvera ci-après de plus amples informations sur ces deux niveaux de classification.

GMFCS Niveau IV : Le patient ne peut se déplacer qu'avec des dispositifs médicaux. Il peut marcher avec des aides à la marche sans l'assistance d'un tiers. Il doit se tenir à la rampe pour monter un escalier et a besoin de l'assistance de tiers. Il ne peut parcourir de longs trajets qu'avec des dispositifs médicaux.

FMS Niveau II : Outre une orthèse, le patient nécessite une aide à la marche pour pouvoir marcher sans l'assistance de tiers.



3. Marcheur en extérieur sans restrictions

L'activité 3 de la classification FIOR & GENTZ correspond au niveau II du système de classification GMFCS et au niveau V de l'échelle de classification FMS. On trouvera ci-après de plus amples informations sur ces deux niveaux de classification.

GMFCS Niveau II : Le patient peut dans la plupart des cas se déplacer librement. Il doit se tenir à la rampe d'une main pour monter un escalier. Courir, sauter, effectuer de longs trajets, des sols inégaux et se mouvoir dans la foule lui posent des problèmes.

FMS Niveau V : Outre une orthèse, le patient ne nécessite pas d'autres dispositifs médicaux ni l'assistance de tiers. Il doit se tenir à la rampe d'une main pour monter un escalier.



2. Marcheur en extérieur avec restrictions

L'activité 2 de la classification FIOR & GENTZ correspond au niveau III du système de classification GMFCS et au niveau III de l'échelle de classification FMS. On trouvera ci-après de plus amples informations sur ces deux niveaux de classification.

GMFCS Niveau III : Le patient ne peut se déplacer qu'avec des dispositifs médicaux. Il peut marcher avec une canne sans l'assistance d'un tiers. Il doit se tenir à la rampe pour monter un escalier et a besoin de l'assistance de tiers. Il ne peut parcourir de longs trajets qu'avec des dispositifs médicaux.

FMS Niveau III : Outre une orthèse, le patient nécessite une canne pour pouvoir marcher sans l'assistance de tiers.



4. Marcheur en extérieur sans restrictions et avec exigences particulièrement hautes

L'activité 4 de la classification FIOR & GENTZ correspond au niveau I du système de classification GMFCS et au niveau VI de l'échelle de classification FMS. On trouvera ci-après de plus amples informations sur ces deux niveaux de classification.

GMFCS Niveau I : Le patient peut se déplacer librement. Courir, sauter et monter un escalier sans se tenir à la rampe ne lui posent aucun problème.

FMS Niveau VI : Outre une orthèse, le patient ne nécessite pas d'autres dispositifs médicaux ni l'assistance de tiers. Il peut se déplacer sur tous les terrains et les foules ne lui posent pas de problèmes.

DONNÉS DE L'ORTHÈSE

Notes prises lors de la consultation avec le patient (par ex. traitement antérieur)
