

EVO volgens de Amsterdam Gait Classification

www.orthesen-konfigurator.de/nl

Orthopedisch technicus: _____

Firma: _____

Klantnummer: _____

Datum: _____


Wij wijzen erop dat persoonlijke patiëntgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van de opdracht en voor een statistische analyse. Denk eraan dat de berekening van de belasting van de orthese betrekking heeft op de hier vermelde gegevens. In de loop van het gebruik van de orthese kunnen deze gegevens veranderen. Houd reeds bij het invullen van dit verzorgingsformulier rekening met veranderingen die zich binnen afzienbare tijd kunnen voordoen (bijv. m.b.t. lichaamsgewicht, groei of veranderingen van de spierstatus).

PATIËNTGEGEVENS

Naam	Geboortjaar	Lichaamsgewicht	Been
		kg	linkerbeen rechterbeen
Vermeld omwille van de privacy uitsluitend de eerste twee letters van de voornaam en achternaam.	Geslacht	Lichaamslengte	Gebruik twee verzorgingsformulieren wanneer de volgende punten bij beide benen van elkaar verschillen.
	vrouw man non-binair	cm	

Schoenmaat

Schoenmaat (EU) (voetlengte + 1,5 cm) x 1,5



Hakhoogte (A)

mm

Heel drop ($x = A - B$)

mm


Zooldikte (B)

mm

Hoogtecompensatie (C)

mm

Bewegingsvrijheid in BSG



Dorsaal

Plantair

o

o

Gangtypes volgens de Amsterdam Gait Classification

Gangtypes	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	Type 5
Knie	normaal	overstrekt	overstrekt	gebogen	gebogen
Contact van de voet	volledig	volledig	onvolledig	onvolledig	volledig

PR9051-NL-2025-06

Activiteit



1. Binnenshuis lopen

Activiteit 1 van de FIOR & GENTZ classificatie komt overeen met niveau IV van de GMFCS classificatie en niveau 2 van de FMS classificatie. Hieronder worden de beide classificatieniveaus verder toegelicht.

GMFCS niveau IV: De patiënt(e) kan zich uitsluitend met hulpmiddelen bewegen. Hij/zij kan met looprek/rollator zonder hulp van anderen lopen. Om trappen te lopen, moet hij/zij zich aan de leuning vasthouden en heeft hulp nodig van andere personen. Lange afstanden kan hij/zij uitsluitend met hulpmiddelen afleggen.

FMS niveau 2: De patiënt(e) heeft naast een orthese een looprek/rollator nodig om zonder hulp van andere personen te kunnen lopen.



2. Beperkt buitenshuis lopen

Activiteit 2 van de FIOR & GENTZ classificatie komt overeen met niveau III van de GMFCS classificatie en niveau 3 van de FMS classificatie. Hieronder worden de beide classificatieniveaus verder toegelicht.

GMFCS niveau III: De patiënt(e) kan zich uitsluitend met hulpmiddelen bewegen. Hij/zij kan met krukken zonder hulp van anderen lopen. Om trappen te lopen, moet hij/zij zich aan de leuning vasthouden en heeft hulp nodig van andere personen. Lange afstanden kan hij/zij uitsluitend met hulpmiddelen afleggen.

FMS niveau 3: De patiënt(e) heeft naast een orthese krukken nodig om zonder hulp van andere personen te kunnen lopen.



3. Onbeperkt buitenshuis lopen

Activiteit 3 van de FIOR & GENTZ classificatie komt overeen met niveau II van de GMFCS classificatie en niveau 5 van de FMS classificatie. Hieronder worden de beide classificatieniveaus verder toegelicht.

GMFCS niveau II: De patiënt(e) kan zich in de meeste gevallen vrij bewegen. Om trappen te lopen, moet hij/zij zich met een hand aan de leuning vasthouden. Lopen, springen, lange afstanden, ongelijke ondergrond en grote mensenmassa's veroorzaken moeilijkheden voor de patiënt(e).

FMS niveau 5: De patiënt(e) heeft naast een orthese geen andere hulpmiddelen of hulp van andere personen nodig. Om trappen te lopen, moet hij/zij zich met een hand aan de leuning vasthouden.



4. Onbeperkt buitenshuis lopen met zeer hoge eisen

Activiteit 4 van de FIOR & GENTZ classificatie komt overeen met niveau I van de GMFCS classificatie en niveau 6 van de FMS classificatie. Hieronder worden de beide classificatieniveaus verder toegelicht.

GMFCS niveau I: De patiënt(e) kan zich vrij bewegen. Lopen, springen en trappen lopen zonder zich vast te houden aan de leuning vormen geen probleem.

FMS niveau 6: De patiënt(e) heeft naast een orthese geen andere hulpmiddelen of hulp van andere personen nodig. Hij/zij kan zich op elke ondergrond en in een grotere mensenmenigte bewegen.

Eisen aan de orthese



Te lopen traptreden per dag

< 10 11-50 > 50



De patiënt(e) kan het systeemknelgewricht met één hand veilig bereiken.

ja nee



Te lopen hoogtemeters per dag

< 10 11-50 > 50

ORTHESEGEGEVENS

Notities van het gesprek met de patiënt(e) (bijv. voorgaande behandeling)
