

AFO anhand von Patientendaten (Akutphase)*,
AFO nach N.A.P.® Gait Classification,
AFO/KAFO nach Patientenbefundung

www.orthesen-konfigurator.de

* Für eine Versorgung mit einer AFO anhand von Patientendaten (Akutphase), füllen Sie nur Seite 1 aus.

Orthopädietechniker*in: _____

Firma: _____

Kundennummer: _____

Datum: _____


Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Patientendaten zur Bearbeitung des Auftrags sowie zur statistischen Auswertung gespeichert und genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass sich die Berechnung der Belastung der Orthese auf die hier angegebenen Daten bezieht. Im Laufe der Nutzung der Orthese können sich diese Daten verändern. Planen Sie absehbare Veränderungen bereits beim Ausfüllen dieses Versorgungsformulars mit ein (z. B. Gewichtsschwankungen, Wachstum oder Veränderungen des Muskelstatus).

PATIENTENDATEN

Name	Geburtsjahr	Körpergewicht	Bein
		kg	linkes Bein rechtes Bein
Aus datenschutzrechtlichen Gründen nur die ersten beiden Buchstaben des Vornamens und Nachnamens angeben.	Geschlecht	Körpergröße	Nutzen Sie zwei Versorgungsformulare, wenn sich die folgenden Punkte bei beiden Beinen voneinander unter- scheiden.
	weiblich männlich divers	cm	

Schuhmaße

Schuhgröße (EU) (Fußlänge + 1,5 cm) x 1,5



Absatzhöhe (A)

mm

Sprengung (x = A - B)

mm


Sohlendicke (B)

mm

Höhenausgleich (C)

mm

Bewegungsfreiheit im OSG



Dorsal

Plantar

o

o

Aktivität



1. Innenbereichsgeher*in



2. Eingeschränkte*r Außenbereichsgeher*in



3. Uneingeschränkte*r Außenbereichsgeher*in



4. Uneingeschränkte*r Außenbereichsgeher*in
mit besonders hohen Ansprüchen

Anforderungen an die Orthese



Zu gehende Treppenstufen am Tag

< 10

11 - 50

> 50



Zu gehende Höhenmeter am Tag

< 10

11 - 50

> 50



Die*der Patient*in kann das Systemknöchelgelenk mit
einer Hand sicher erreichen.

ja

nein

AFO anhand von Patientendaten (Akutphase)*,
AFO nach N.A.P.[®] Gait Classification,
AFO/KAFO nach Patientenbefundung





www.orthesen-konfigurator.de

* Für eine Versorgung mit einer AFO anhand von Patientendaten (Akutphase), füllen Sie nur Seite 1 aus.

AFO NACH N.A.P.® GAIT CLASSIFICATION

Für die Versorgung mit einer AFO nach der N.A.P.® Gait Classification

Gangtypen nach der N.A.P.[®]** Gait Classification

Knie	Hyperextension		Hyperflexion	
sagittal				
frontal				
Fuß	Inversion	Eversion	Inversion	Eversion
Gangtyp	Typ 1a	Typ 1b	Typ 2a	Typ 2b

** N.A.P. ist eine eingetragene Marke von Renata Horst.

ORTHESEN DATEN

Notizen aus dem Patientengespräch (z. B. Vorversorgung)

[illegible]


AFO/KAFO NACH PATIENTENBEFUNDUNG

Muskelstatus (Beurteilung nach Janda)

0 (Null) 1 (Spur) 2 (sehr schwach) 3 (schwach) 4 (gut) 5 (normal)

Hüftflexion	Hüftextension
0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
Knieextension	Knieflexion
0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
Dorsalextension	Plantarflexion
0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5

ap-Maß (für den mechanischen Kniedrehpunkt bei einer KAFO oder KO)



mm

AFO anhand von Patientendaten (Akutphase)*, AFO nach N.A.P.® Gait Classification, AFO/KAFO nach Patientenbefundung

www.orthesen-konfigurator.de

* Für eine Versorgung mit einer AFO anhand von Patientendaten (Akutphase), füllen Sie nur Seite 1 aus.

Instabilitäten/Fehlstellungen auf Knieebene

physiologische Stellung


Varusfehlstellung

maximal

mit Orthese
zu erwarten

☐

☐




Valgusfehlstellung

maximal

mit Orthese
zu erwarten

☐

☐



physiologischer Bewegungsumfang


Hyperextension

maximal

mit Orthese
zu erwarten

☐

☐




Extensionslimitierung

maximale
Extension

mit Orthese
zu erwarten

☐

☐




Instabilitäten/Bewegungslimitierungen auf Hüftebene

physiologischer Bewegungsumfang

Extensionslimitierung

maximale
Extension

☐



Stehfähigkeit bei der Befundung (ggf. mit Hilfe)

Die Befundung konnte (teilweise) im Stehen durchgeführt werden.

ja


nein



Verlauf des Lots (vom Körperschwerpunkt ausgehend)


Die Lotlinie verläuft durch oder vor dem Kniedrehpunkt.

Dies kann auch bei größeren Extensionslimitierungen der Fall sein, die bspw. durch eine Oberkörpervorneigung kompensiert oder in der Orthese korrigiert werden können.



Die Lotlinie verläuft hinter dem Kniedrehpunkt.

Dies kann bei größeren Extensionslimitierungen der Fall sein, die nicht kompensiert oder in der Orthese korrigiert werden können.



PR9053-DE-2025-05