

Prótesis parcial de pie NEURO SWING según la clasificación de pacientes

www.orthosis-configurator.com/es

Técnico ortopédico: _____

Empresa: _____

No. de cliente: _____

Fecha: _____

Declaramos que los datos personales del paciente serán memorizados y utilizados para la elaboración de pedido y para el análisis estadístico. Por favor, tenga en cuenta que el cálculo de carga de la ortesis se refiere a los datos indicados. Estos datos pueden cambiar durante la utilización de la ortesis. Al rellenar este formulario de tratamiento ortésico tenga en cuenta futuras modificaciones (p. ej. oscilaciones del peso, crecimiento o variaciones de la fuerza muscular).

DATOS DEL PACIENTE

Nombre del paciente

Año de nacimiento

Peso corporal

Pierna

kg

pierna izquierda
pierna derecha

Por razones de protección de datos introduzca sólo las dos primeras letras del nombre y del primer apellido.

Sexo

Estatura

Por favor, use dos formularios de tratamiento ortésico si los puntos siguientes son diferentes entre las dos piernas.


femenino
masculino

cm

Medidas de calzado

Número del calzado (UE)

(longitud de pie + 1,5 cm) x 1,5



Altura de tacón (A)

Drop ($x = A - B$)

mm

mm


Grosor de suela (B)

Compensación de altura (C)

mm


mm

Rango de movimiento en la articulación tibiotarsiana



Dorsal













o



Plantar

o

Apuntes de la conversación con el paciente (p. ej. pre-tratamiento)

Tipo	Amputación	Palanca de antepié	Equilibrio muscular	Fuerza muscular
	sin amputación			
		larga	equilibrado	fuerza muscular completa
1	metatarsofalángica transmetatarsiana (Sharp)			
		larga	equilibrado	fuerza muscular limitada
2	transmetatarsiana (Sharp-Jäger) tarsometatarsiana (Lisfranc)			
		mediana	predominio de flexores plantares	fuerza muscular reducida
3	transtarsiana (Bona-Jäger) transtarsiana (Chopart)			
		corta	predominio claro de flexores plantares	sin fuerza muscular

Nivel de actividad



1. Pacientes en espacios interiores

El paciente tiene la capacidad o el potencial de hacer transferencias y caminar con la ortesis sobre superficies planas a baja velocidad. Distancias y duraciones son muy limitadas debido a su condición.



3. Pacientes en espacios exteriores sin restricciones

El paciente tiene la capacidad o el potencial de caminar con la ortesis a velocidad media, alta o variable superando la mayoría de los impedimentos ambientales. Además puede deambular en el exterior por terreno irregular y ejerce actividades laborales y terapéuticas pero sin someter a la ortesis a fuerzas mayores de las normales.



2. Pacientes en espacios exteriores con restricciones

El paciente tiene la capacidad o el potencial de caminar con la ortesis a baja velocidad desplazándose sobre pequeños obstáculos como bordillos, escaleras y terreno irregular.




4. Pacientes en espacios exteriores sin restricciones con exigencias muy altas

El paciente tiene la capacidad o el potencial para deambular con la ortesis sin restricciones en espacios abiertos. Además su habilidad funcional puede generar fuerzas de impacto, tensión o deformación sobre la ortesis. Aparece típicamente en niños o atletas.

DATOS DE LA ORTESIS

Valvas de ortesis: Plantilla

plantilla larga
parcialmente flexible



plantilla larga rígida

