

装具士：

会社：

顧客番号：

データ：


患者の個人データは、注文処理と統計的評価のために保管・使用されますのでご了承ください。
装具の荷重容量の計算は、ここに記入されたデータに関連付けて行われます。このデータは、装具を利用しているうちに変わることがあります。この装具療法シートに記入する際は、今後考えられる変化を考慮に入れてください(例: 体重変化、筋肉強度の成長や変化)。

患者データ

患者氏名	生まれた年	体重	脚
		kg	左脚 右脚
データプライバシーの目的のため、 下の名の最初の2文字と、 名字の最初の2文字のみを記入して ください。	性別	身長	左右の足で以下の点が異なっている 場合は、装具療法シートを2枚使用して ください。
	女性 男性 その他	cm	


靴の測定

靴サイズ (EU) (足の寸法 + 1.5cm) x 1.5




踵高さ (A)	ピッチ (x = A - B)
mm	mm
靴底厚さ (B)	高さ補償 (C)
mm	mm

上側足関節の運動範囲



背側




o



底側

o

患者との面談中のメモ (例えば以前の治療など)

タイプ	切断	前足レバー	筋肉アンバランス	筋肉強度
	非切断			
		長い	バランス	完全な筋肉強度
1	中足趾節関節 足根中足骨 (Sharp)			
		長い	バランス	限定的な筋肉強度
2	足根中足骨 (Sharp-Jäger) 足根中足骨 (Lisfranc)			
		中程度	底屈筋 (PF) が優位	筋肉強度が低い
3	足根骨 (Bona-Jäger) 足根骨 (Chopart)			
		短い	底屈筋 (PF) が非常に優位	筋肉強度なし

活動レベル



1. 屋内歩行



2. ある程度の屋外歩行



3. 無制限の屋外歩行



4. 特に高強度の無制限屋外歩行

装具の要件



1日当たり歩く階段の段数

< 10 11~50 > 50



1日当たり歩く高低差 (m)

< 10 11~50 > 50




患者は、片手で安全にシステム足関節に手が届く。

はい いいえ

装具データ

装具シェル: フットピース

部分的に可撓性の長いフットピース



剛性の長いフットピース

