

NEURO SWING partiële voetprothese volgens patiëntclassificatie

Orthopedisch technicus: _____ Firma: _____


Klantnummer: _____ Datum: _____

Wij wijzen erop dat persoonlijke gegevens van de patiënt worden opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van de opdracht en voor een statistische analyse. Denk eraan dat de berekening van de belasting van de orthese betrekking heeft op de hier vermelde gegevens. In de loop van het gebruik van de orthese kunnen deze gegevens veranderen. Houd reeds bij het invullen van dit verzorgingsformulier rekening met veranderingen die zich binnen afzienbare tijd kunnen voordoen (bijv. m.b.t. lichaamsgewicht, groei of veranderingen van de spierstatus).

PATIËNTGEGEVENS

Naam patiënt	Geboortjaar	Lichaamsgewicht	Been
		kg	linkerbeen rechterbeen
Vermeld omwille van de privacy uitsluitend de eerste twee letters van de voornaam en van de achternaam.	Geslacht	Lichaamslengte	Gebruik twee verzorgingsformulieren wanneer de volgende punten bij beide benen van elkaar verschillen.
	vrouw man	cm	

Schoenmaat



Schoenmaat (Europese standaardmaat)


Hoogtecompensatie (C) _____ mm

Hakhoogte (A) _____ mm

Zooldikte (B) _____ mm


Heel drop ($x = A - B$) _____ mm

Bewegingsvrijheid in BSG



Dorsaal

o















Plantair

o

Notities van het gesprek met de patiënt (bijv. voorgaande behandeling)

NEURO SWING partiële voetprothese volgens patiëntclassificatie

Type	Amputatie	Hefboomwerking van de voorvoet	Musculair evenwicht	Krachtontwikkeling
	niet geamputeerd	 lang	 gecompenseerd	 volledige krachtontwikkeling
1	metatarsofalangeaal	 lang	 gecompenseerd	 beperkte krachtontwikkeling
	transmetatarsaal (Sharp)			
2	transmetatarsaal (Sharp-Jäger)	 gemiddeld	 plantairflexoren (PF) overwegen	 geringe krachtontwikkeling
	tarsometatarsaal (Lisfranc)			
3	transtarsaal (Bona-Jäger)	 kort	 plantairflexoren (PF) overwegen sterk	 geen krachtontwikkeling
	transtarsaal (Chopart)			

Activiteit



1. Binnenshuis lopen

De patiënt kan en/of zal een orthese gebruiken voor transferdoeleinden of voor voortbeweging op een vlakke ondergrond, in een rustig looptempo. Loopduur en loopafstand zijn op grond van zijn toestand sterk beperkt.



3. Onbeperkt buitenshuis lopen

De patiënt kan en/of zal zich met een orthese in een matig tot snel, ook veranderlijk looptempo voortbewegen en daarbij de meeste obstakels in de omgeving overwinnen. Hij kan bovendien in het open veld lopen en beroepsmatige, therapeutische en andere activiteiten uitoefenen die de orthese niet aan een bovengemiddelde, mechanische belasting blootstellen.



2. Beperkt buitenshuis lopen

De patiënt kan en/of zal zich met een orthese in een rustig looptempo voortbewegen en daarbij lage obstakels in de omgeving overwinnen, zoals bijv. stoepranden, afzonderlijke treden of een ongelijke ondergrond.




4. Onbeperkt buitenshuis lopen met zeer hoge eisen

De patiënt kan en/of zal zich met een orthese voortbewegen zoals iemand die onbeperkt buitenshuis loopt. Tevens kunnen op grond van de hoge functionele eisen hoge stootbelastingen, mechanische spanningen of vervormingen optreden. Dit doet zich typisch voor bij kinderen en sporters.

ORTHESEGEDEVENS

Ortheschalen: voetgedeelte

lang deels flexibel voetgedeelte



lang stijf voetgedeelte

