



Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk</b>						
1	SB8559-L0620	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2a	SC9605-L08ST	Justierschraube	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
3	GS4007	Gewindegewindestift	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
4	GS2009-040	Gleitscheibe, Ø = 20 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2009-045					
4	GS2009-050					
4	GS2009-055					
4	GS2009-060					
6	FE1634-02	Druckfeder, goldfarben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SF0342-75	Bolzen**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
9	SF0462-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
9	SF0462-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral**				
10	SC1405-L10	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
11	SC1405-L10	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
5-11	SF4972-L/AL	Funktionseinheit, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5-11	SF4972-R/AL	Funktionseinheit, links medial oder rechts lateral***				
<b>Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen</b>						
12	BR1009-L025	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
13	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
14	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

\* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

\*\* ist Bestandteil der Funktionseinheit

\*\*\* enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar