

# Vue d'ensemble des articulations de cheville modulaires

Utilisez notre  
**Configurateur d'orthèse !**



[www.orthosis-configurator.com/fr](http://www.orthosis-configurator.com/fr)




BUTÉE DORSALE

BUTÉE PLANTAIRE

	NEURO CLASSIC	NEURO SPRING	NEURO CLASSIC-SWING	NEURO VARIO-CLASSIC	NEURO VARIO	NEURO VARIO 2	NEURO VARIO-SPRING	NEURO VARIO-SWING	NEURO SWING-CLASSIC	NEURO SWING	NEURO SWING H <sub>2</sub> O
statique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
dynamique en raison de la force de rappel réglable	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
angle de l'extension dorsale ajustable à l'articulation modulaire	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
angle de l'extension dorsale ajustable par limage à l'étrier de pied modulaire	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
statique	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
dynamique en raison de la force de rappel réglable	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓
angle de la flexion plantaire ajustable à l'articulation modulaire	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
angle de la flexion plantaire ajustable par limage à l'étrier de pied modulaire	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
résistante à l'eau	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

# Vue d'ensemble des articulations de genou modulaires

Utilisez notre  
Configurateur d'orthèse !



[www.orthosis-configurator.com/fr](http://www.orthosis-configurator.com/fr)



MÉCANISME DE SÉCURITÉ

BUTÉE D'EXTENSION

BUTÉE DE FLEXION

FONCTION DE VERROUILLAGE

	NEURO CLASSIC zero	NEURO VARIO zero	NEURO CLASSIC	NEURO VARIO	NEURO ACTIVE	NEURO MATIC	NEURO TRONIC	NEURO LOCK	NEURO LOCK MAX	NEURO FLEX MAX
à mouvement libre sans déport vers l'arrière	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
à mouvement libre avec déport vers l'arrière	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
contrôle automatique en phase d'appui (mécanique)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
contrôle automatique en phase d'appui (électromécanique)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
verrouillée de façon permanente	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
amortie	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
réglable par remplacement de la butée d'extension	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
réglable par remplacement de la partie supérieure de l'articulation	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
réglable en plaçant une butée de flexion	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
réglable par remplacement de la butée d'extension et limage de la partie inférieure de l'articulation	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
réglable par remplacement de la butée d'extension et limage du disque pour butée de flexion	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
fonction de verrouillage réglable par crans	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓