


# Gelenkübersicht Systemknöchelgelenke

Nutzen Sie unseren  
Orthesen-Konfigurator



[www.orthesen-konfigurator.de](http://www.orthesen-konfigurator.de)



	NEURO CLASSIC	NEURO SPRING	NEURO CLASSIC-SWING	NEURO VARIO-CLASSIC	NEURO VARIO	NEURO VARIO-SPRING	NEURO SWING-CLASSIC	NEURO SWING	NEURO SWING H <sub>2</sub> O
DORSALANSCHLAG	statisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	Dorsalextensionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Dorsalextensionswinkel einfeilbar am Systemfußbügel	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	ohne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLANTARANSCHLAG	statisch	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗
	dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
	Plantarflexionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
	Plantarflexionswinkel einfeilbar am Systemfußbügel	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
	ohne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
wasserfest 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓