


Gelenkübersicht Systemknöchelgelenke

Nutzen Sie unseren
Orthesen-Konfigurator




www.orthesen-konfigurator.de




	NEURO CLASSIC	NEURO SPRING	NEURO CLASSIC-SWING	NEURO VARIO-CLASSIC	NEURO VARIO	NEURO VARIO-SPRING	NEURO SWING-CLASSIC	NEURO SWING	NEURO SWING H ₂ O
DORSALANSCHLAG	statisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	Dorsalextensionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Dorsalextensionswinkel einfeilbar am Systemfußbügel	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	ohne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLANTARANSCHLAG	statisch	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗
	dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
	Plantarflexionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
	Plantarflexionswinkel einfeilbar am Systemfußbügel	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
	ohne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
wasserfest 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Gelenkübersicht Systemkniegelenke

Nutzen Sie unseren
Orthesen-Konfigurator



www.orthesen-konfigurator.de



	NEURO CLASSIC zero	NEURO VARIO zero	NEURO CLASSIC	NEURO VARIO	NEURO ACTIVE	NEURO MATIC	NEURO TRONIC	NEURO LOCK	NEURO LOCK MAX	NEURO FLEX MAX
SICHERUNGSPRINZIP	frei beweglich ohne Rückverlagerung	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	frei beweglich mit Rückverlagerung	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	automatische Standphasensicherung (mechanisch)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
	automatische Standphasensicherung (elektromechanisch)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
	dauerhaft gesperrt	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
EXTENSIONS-ANSCHLAG	gedämpft	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
	einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlages	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
	einstellbar durch Austausch des Gelenkoberteiles	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
FLEXIONS-ANSCHLAG	einstellbar durch Einsetzen eines Flexionsanschlages	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
	einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlages und Einfeilen des Gelenkunterteiles	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
SPERRFUNKTION	einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlages und Einfeilen der Flexionsanschlagsscheibe	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Rastensperrfunktion	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓