

# NEURO MATIC – Mechanische standfasevergrendeling



# NEURO MATIC – Mechanische standfasevergrendeling



## Voor op maat gemaakte ortheses

Staan en normaal lopen wordt dankzij mechanische standfasevergrendeling weer mogelijk.

## Zekerheid in elke situatie

Het orthesegewricht zekert bij belasting in de standfase de knie vanaf de overname van de belasting en geeft de knie in de zwaafase weer vrij.

## 3 instellingsmogelijkheden via de borgingshefboom

- Auto – automatisch vrij beweegbaar/vergrendeld, mechanisch
- Free – instelling voor situaties waarin het gewricht permanent vrij beweegbaar moet zijn. Bijv. fietsen.
- Lock – permanent vergrendeld, mechanisch

## Funcatievideo bekijken



Scan QR-code voor meer informatie



## NEURO MATIC –

# Gewrichtsaansturing door de verbinding met het enkelgewricht

De beweging in het enkelgewricht leidt tot vergrendeling en ontgrendeling van het kniegewricht NEURO MATIC.



# NEURO MATIC



U wilt voor uw patiënt(e) een orthese met een systeemkniegewricht **NEURO MATIC** vervaardigen?

Gebruik de ortheseconfigurator om zelfstandig de componenten voor een orthese met de **NEURO MATIC** samen te stellen.

De ortheseconfigurator bepaalt met behulp van de patiëntgegevens en met inachtneming van de belastbaarheid de systeemcomponenten die voor uw patiënt(e) geschikt zijn.



Orthese-  
configurator

[www.orthosis-configurator.com/nl](http://www.orthosis-configurator.com/nl)