


NIEUW

Systemknie- en enkelgewrichten met plug+go MODULARITEIT



Stysteemkniegewrichten met

NIEUW in het productassortiment

plug+go
MODULARITY

NIEUW

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

nu ook op **KNIENIVEAU**

flexibel verzorgen



NIEUW erbij gekomen in het productassortiment zijn twee vrij beweegbare systeemkniegewrichten met plug + go modulariteit, de NEURO VARIO 2 en de NEURO VARIO-SWING.

Beide systeemgewrichten bieden een traploze instelbaarheid en zodoende aanpassing aan de individuele behoeften van de patiënt.


Een systeemgewricht met plug + go modulariteit kan met slechts enkele handelingen worden omgebouwd naar

een ander door vervanging van de functie-eenheden.

Door een combinatie met de systeem-enkelgewrichten met plug + go modulariteit kan op die manier een KEVO worden gebouwd die op beide gewrichtsniveaus de grootst mogelijke flexibiliteit bij de verzorging biedt.

NEURO VARIO 2

de ideale verzorgingsoptie voor patiënten die hun gehele bewegingspotentieel in het kniegewricht willen benutten, maar een statische extensieaanslag nodig hebben



NEURO VARIO-SWING

de ideale verzorgingsoptie voor patiënten die hun gehele bewegingspotentieel in het kniegewricht willen benutten, maar een dynamische extensieaanslag nodig hebben



Systeemenkelgewrichten met


plug+go
MODULARITY

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM



... DE FUNCTIE VOOR MEER **FLEXIBILITEIT**

EENVOUDIG EN SNEL BIJ DE MONTAGE
FLEXIBEL IN GEBRUIK



Ons productassortiment systeemenkelgewrichten met plug + go modulariteit is vanwege de vele voordelen en de grote vraag in de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Zodoende staan intussen negen verschillende systeemenkelgewrichten met verschillende functies voor de meest uiteenlopende eisen ter beschikking.

Een systeemgewricht met plug + go modulariteit kan met slechts enkele handelingen worden omgebouwd naar een ander door vervanging van de functie-eenheden.

Voor alle modulaire systeemgewrichten worden dezelfde bovenste delen van het gewricht en dezelfde systeemvoetbeugels gebruikt.

Andere systeemgewrichten kunnen door invijlen van de systeemvoetbeugel achteraf eveneens modulair worden gebruikt.

Daardoor is een individuele en aanpasbare patiënt-verzorging mogelijk, zonder dat de orthese helemaal opnieuw hoeft te worden vervaardigd. Zo kan indien nodig in korte tijd en probleemloos worden gereageerd op veranderde behoeften van de patiënt.

Systemenkelgewrichten met



NEURO CLASSIC

De flexibele meeloper bij de andere systeemknelgewrichten met plug + go modulariteit



NEURO VARIO-CLASSIC 2

Het eenvoudige systeemknelgewricht met statische dorsaalaanslag



NEURO VARIO 2

De ideale verzorgingsoptie voor patiënten met een sterke bewegingsbeperking in BSG



NEURO VARIO-SPRING 2

Voor patiënten met een zwakke voetheffing en sterke bewegingsbeperking in dorsaal-extensie




NEURO VARIO-SWING

De ideale verzorgingsoptie voor patiënten met een sterke bewegingsbeperking in dorsaal-extensie en bewegingspotentieel in plantairflexie




NEURO SWING-CLASSIC

het eenvoudige systeemknelgewricht met dynamische dorsaalaanslag




NEURO SWING

De ideale verzorgingsoptie voor patiënten die hun bewegingspotentieel in gehele BSG willen benutten




NEURO SWING 2

De ideale verzorgingsoptie voor patiënten die hun bewegingspotentieel in gehele BSG willen benutten



NEURO HiSWING

De ideale verzorgingsoptie voor actieve patiënten die hun orthese zelf aan hun omgevings situatie willen aanpassen



plug+go

MODULARITY



Orthese- configurator

www.orthosis-configurator.com/nl

U wilt voor uw patiënt(e) een orthese met plug+go modulariteit vervaardigen?

Gebruik de orthese-configurator om zelfstandig de systeemcomponenten voor een orthese met plug+go modulariteit samen te stellen. De orthese-configurator bepaalt met behulp van de patiëntgegevens en met inachtneming van de belastbaarheid de juiste systeemcomponenten.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Duitsland)

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM