

# NEURO SWING FIT AFO

## Testorthese



De testorthese NEURO SWING FIT AFO met voorge monteerd systeem-enkelgewricht NEURO SWING Carbon is een confectie-orthese van carbonvezelmateriaal.

Deze wordt als testorthese gebruikt vóór een verzorging met een EVO op maat waarin een systeem-enkelgewricht met dynamische aanslagen (bijv. NEURO SWING) wordt gemonteerd.

### De NEURO SWING FIT AFO Testorthese:


- wordt als set voor een rechter- en linkerbeen aangereikt;
- beschikt over een voorge monteerd systeem-enkelgewricht NEURO SWING Carbon;
- wordt geleverd met een op maat gesneden vulling, met zelfklevende klittenbandpunten, voor de onderbeenschaal en een stoffen zak per orthese;
- beschikt over een voorge monteerd klittenbandsluiting op kuithoogte die voor een stevige houvast zorgt.

Veereenheden (zie achterkant) moeten apart worden besteld.


Schoenmaat*	Orthesemaat	Artikelnummer voor systeembreedte			
		12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
29-31	XXS	AC5201-XXS/LR	AC5202-XXS/LR	-	-
32-34	XS	-	AC5202-XS/LR	-	-
35-37	S	-	-	AC5203-S/LR	-
38-40	M	-	-	AC5203-M/LR	-
41-43	L	-	-	-	AC5205-L/LR
44-46	XL	-	-	-	AC5205-XL/LR

\* Bepaal de schoenmaat en selecteer de juiste orthesemaat. Bij een hoog lichaamsgewicht of een stevig postuur kan het nodig zijn om een grotere orthesemaat te selecteren.


⚠ De NEURO SWING FIT AFO Testorthese moet met een kniekous of een kniehoge compressiekous worden gedragen.



## Veereenheden in koffer



Veereenheden in koffer		
Pos.	Omschrijving	Artikelnummer
1	1 x veereenheden set in koffer met gereedschap	SF5800-C
niet afgebeeld	1 x koffer voor veereenheden om zelf te vullen met gereedschap (zonder veereenheden)	SF5800-C/0
1a	telkens 2 x blauwe, groene, witte, gele en rode veereenheid voor NEURO SWING Carbon 12 mm	zie tabel veereenheden
1b	telkens 2 x blauwe, groene, witte, gele en rode veereenheid voor NEURO SWING Carbon 14 mm	zie tabel veereenheden
1c	telkens 2 x blauwe, groene, witte, gele en rode veereenheid voor NEURO SWING Carbon 16 mm	zie tabel veereenheden
1d	telkens 2 x blauwe, groene, witte, gele en rode veereenheid voor NEURO SWING Carbon 20 mm	zie tabel veereenheden
1e	1 x binnenzeskant-kogelkopschroevendraaier, 4 x 100 mm	WZ5112-4010
1f	1 x binnenzeskant-kogelkopschroevendraaier, 5 x 100 mm	WZ5112-5010



Veereenheden (voor een systeemkugelgewricht NEURO SWING Carbon hebt u twee van de volgende veereenheden nodig):

KE	Omschrijving	Artikelnummer voor systeembreedte			
		12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
Stuks	Veereenheid, blauw, normaal, max. 15° bewegingsvrijheid	SF5801-C/15/03	SF5802-C/15/05	SF5803-C/15/07	SF5805-C/15/18
Stuks	Veereenheid, groen, gemiddeld, max. 15° bewegingsvrijheid	SF5801-C/15/06	SF5802-C/15/11	SF5803-C/15/15	SF5805-C/15/25
Stuks	Veereenheid, wit, sterk, max. 10° bewegingsvrijheid	SF5801-C/10/12	SF5802-C/09/16	SF5803-C/10/21	SF5805-C/10/40
Stuks	Veereenheid, geel, zeer sterk, max. 10° bewegingsvrijheid	SF5801-C/10/19	SF5802-C/10/29	SF5803-C/10/31	SF5805-C/10/60
Stuks	Veereenheid, rood, extra sterk, max. 5° bewegingsvrijheid	SF5801-C/05/33	SF5802-C/05/53	SF5803-C/05/63	SF5805-C/05/99