

NEURO SWING

24 mm



NOUVEAU :
en largeur
modulaire de
24 mm

NEURO SWING – Largeur modulaire de 24 mm

Depuis peu, l'articulation de cheville modulaire NEURO SWING en titane, tout comme l'étrier de pied modulaire en titane correspondant, sont également disponibles en largeur modulaire de 24 mm. Cette largeur modulaire a été spécialement conçue pour les patients et patientes plus grands et présentant un poids plus élevé. Une orthèse pourvue d'articulations de cheville modulaires intégrées NEURO SWING en largeur modulaire de 24 mm offre une charge admissible très élevée, inégalée jusqu'à présent.

Ainsi, les patients et patientes exigeant une charge admissible plus élevée d'une orthèse peuvent désormais profiter des avantages d'une orthèse stable avec des articulations modulaires dynamiques et réglables.




Articulation de cheville modulaire NEURO SWING en largeur modulaire de 24 mm

Matériau	Jambe	Droite	Coudée vers l'intérieur	Coudée vers l'extérieur
titane	gauche ou droite	SF5207-TI/LR	SF5227-TI/LR	SF5247-TI/LR

Mécanismes de ressort pour largeur modulaire de 24 mm (vous avez besoin de deux mécanismes de ressort par articulation modulaire) :

SF5807-15/12	mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max. 15°
SF5807-15/25	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°
SF5807-10/53	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°
SF5807-10/80	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°
SF5807-05/99	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°



Vous trouverez des étriers de pied modulaires appropriés ainsi que d'autres pièces de rechange et accessoires dans notre catalogue Articulations modulaires et montants modulaires ou sur les pages produits de notre site web à l'adresse : www.fior-gentz.fr

Utilisez le Configurateur d'orthèse

pour assembler vous-même les composants modulaires de votre orthèse. À partir des données du patient et de la charge admissible des articulations de cheville modulaires NEURO SWING, notre Configurateur d'orthèse détermine les composants modulaires et les mécanismes de ressort qui conviennent à vos patients.



Configurateur d'orthèse

www.orthosis-configurator.com/fr