

Gelenkübersicht Systemknöchelgelenke

Nutzen Sie unseren
Orthesen-Konfigurator



www.orthesen-konfigurator.de



	NEURO CLASSIC mit frei beweglichem Systemfußbügel	NEURO CLASSIC mit statischem Systemfußbügel	NEURO CLASSIC-SPRING	NEURO SPRING	NEURO CLASSIC-SWING	NEURO VARIO-CLASSIC	NEURO VARIO-CLASSIC 2	NEURO VARIO	NEURO VARIO 2	NEURO VARIO-SPRING	NEURO VARIO-SPRING 2	NEURO VARIO-SWING	NEURO SWING-CLASSIC	NEURO SWING	NEURO SWING 2	NEURO SWING H2O
Umrüstooption innerhalb der modularen Gelenkgruppe	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
ohne	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
statisch	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Dorsalextensionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dorsalextensionswinkel einfeilbar am Systemfußbügel	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ohne	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
ohne, mit Fußheberfunktion	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Plantarflexionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
statisch	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Plantarflexionswinkel einfeilbar am Systemfußbügel	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
integrierte Geräuschdämpfung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗
wasserfest	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

DORSALANSCHLAG

PLANTARANSCHLAG