

Gelenkübersicht Systemknöchelgelenke

Nutzen Sie unseren
Orthesen-Konfigurator



www.orthesen-konfigurator.de



	NEURO CLASSIC mit frei beweglichem Systemfußbügel	NEURO CLASSIC mit statischem Systemfußbügel	NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität	NEURO CLASSIC-SPRING	NEURO CLASSIC-SWING	NEURO VARIO-CLASSIC	NEURO VARIO-CLASSIC 2	NEURO VARIO	NEURO VARIO 2	NEURO VARIO-SPRING	NEURO VARIO-SPRING 2	NEURO VARIO-SWING	NEURO SWING-CLASSIC	NEURO SWING	NEURO SWING 2	NEURO HISWING	NEURO SWING H ₂ O	
DORSALANSCHLAG	Umrüstoption innerhalb der Gelenkgruppe mit plug + go Modularität	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	
	ohne	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	statisch	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
	dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dorsalextensionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DURCH DEN PATIENTEN	✓
PLANTARANSCHLAG	Dorsalextensionswinkel einfeilbar am Systemfußbügel	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	ohne	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	ohne, mit Fußheberfunktion	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	
	Plantarflexionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	DURCH DEN PATIENTEN	✓
	statisch	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	
	Plantarflexionswinkel einfeilbar am Systemfußbügel	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	
integrierte Geräuschdämpfung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	
wasserfest	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	

→ Die Darstellung der Systemknöchelgelenke ist mit Ausnahme von NEURO HISWING (20 mm) in der Systembreite 16 mm.