

# Gelenkübersicht Systemknöchelgelenke

Nutzen Sie unseren  
Orthesen-Konfigurator




DORSALANSCHLAG

PLANTARANSCHLAG

	NEURO CLASSIC mit frei beweglichem Systemfußbügel	NEURO CLASSIC mit statischem Systemfußbügel	NEURO SPRING	NEURO CLASSIC-SWING	NEURO VARIO-CLASSIC	NEURO VARIO-CLASSIC 2	NEURO VARIO	NEURO VARIO 2	NEURO VARIO-SPRING	NEURO VARIO-SWING	NEURO SWING-CLASSIC	NEURO SWING	NEURO SWING 2	NEURO SWING H <sub>2</sub> O
Umrüstoption innerhalb der modularen Gelenkgruppe	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
ohne	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
statisch	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Dorsalextensionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dorsalextensionswinkel einfellbar am Systemfußbügel	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
ohne	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
statisch	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Plantarflexionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Plantarflexionswinkel einfellbar am Systemfußbügel	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
integrierte Geräuschdämpfung	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗
wasserfest	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

# Gelenkübersicht Systemkniegelenke

Nutzen Sie unseren  
Orthesen-Konfigurator



www.orthesen-konfigurator.de



	NEURO CLASSIC zero	NEURO VARIO zero	NEURO CLASSIC	NEURO VARIO	NEURO ACTIVE	NEURO CLASSIC H2O	NEURO MATIC	NEURO TRONIC	NEURO LOCK	NEURO LOCK MAX	NEURO FLEX MAX Sperrfunktion	NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion	NEURO LOCK H2O
SICHERUNGSPRINZIP	frei beweglich ohne Rückverlagerung	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	frei beweglich mit Rückverlagerung	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	automatische Standphasensicherung (mechanisch)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	automatische Standphasensicherung (elektromechanisch)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	dauerhaft gesperrt	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXTENSIONS-ANSCHLAG	gedämpft	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlages	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
	einstellbar durch Austausch des Gelenkobertheiles	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
FLEXIONS-ANSCHLAG	einstellbar durch Einsetzen eines Flexionsanschlages	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
	einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlages und Einfeilen des Gelenkuntertheiles	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
SPERRFUNKTION	einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlages und Einfeilen der Flexionsanschlagsscheibe	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlages und ggf. Austausch der Rastenschlagsscheibe	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	Rastensperrfunktion	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
wasserfest	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓