


関節の概要 システム足関節

Orthosis Configurator
をご利用ください



www.orthosis-configurator.com



背屈ストッパー

底屈ストッパー

	NEURO CLASSIC 自由可動システムあぶみ付き	NEURO CLASSIC 静的システムあぶみ付き	NEURO SPRING	NEURO CLASSIC-SWING	NEURO VARIO-CLASSIC	NEURO VARIO-CLASSIC 2	NEURO VARIO	NEURO VARIO 2	NEURO VARIO-SPRING	NEURO VARIO-SWING	NEURO SWING-CLASSIC	NEURO SWING	NEURO SWING 2	NEURO SWING H2O
モジュラー関節グループ内のコンパートオプション	×	×	×	×	×	✓	×	✓	×	✓	×	✓	✓	×
なし	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
静的	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
ばね力が調節可能で、動的	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
システム足関節上で背屈角度が調節可能	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
システムあぶみのやすり仕上げによって背屈角度が調節可能	×	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	×	×	×	×	×
なし	✓	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×
静的	×	✓	×	✓	×	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×
ばね力が調節可能で、動的	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	✓	×	✓	✓	✓
システム足関節上で底屈角度が調節可能	×	×	×	✓	×	×	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
システムあぶみのやすり仕上げによって底屈角度が調節可能	×	✓	×	×	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	×
一体となったノイズ低減	×	×	×	×	×	✓	×	✓	×	✓	×	×	✓	×
耐水性	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓