



Praxisseminar mit Patientenversorgung

Sie bauen eine KAFO für Ihren Patienten. Das gesamte Seminar findet in Ihrer Werkstatt statt. Der Seminarleiter begleitet Sie online. Für die Anamnese und die Übergabe der Orthese muss der Patient anwesend sein.

Inhalt: Herstellung einer individuellen KAFO

- Patientenanamnese (Ermittlung der passenden Systemgelenke und Systembauteile auf Basis der Patientendaten)
- Modelltechnik (Erstellung eines Gipsnegativs und Gipspositivs unter Berücksichtigung der mechanischen Drehpunkte)
- Herstellung der Orthese (sämtliche Arbeitsschritte vom Anbringen der Montage-/Gießdummys über die Armierung bis hin zum Einsetzen des Polstermaterials)
- Übergabe der Orthese (Ergebnisanalyse inklusive Dokumentation und Kontrolle des Aufbaues der Orthese statisch und dynamisch am Patienten)

Dauer: 5 Tage (20 Stunden)

Veranstaltungsort: online (Werkstatt des Seminarteilnehmers)

Kosten: 1.000 Euro (Kosten für Systembauteile sind nicht im Preis inbegriffen)

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de



Rahmenbedingungen:

- Die Kosten für das Seminar werden vor Seminarbeginn in Rechnung gestellt.
- Sollten Sie innerhalb von 14 Tagen vor Seminarbeginn absagen, erfolgt keine Rückerstattung der Seminargebühren.
- An diesem Seminar können max. 3 Techniker (+1 Patient) aus einer Firma teilnehmen. Es werden max. 2 Orthesen gebaut (Voraussetzung mind. 2 Techniker nehmen teil).
- Steht der Patient für die Teilnahme an dem Seminar nicht zur Verfügung, ist dies kein ausreichender Grund für eine Rückerstattung der Seminarkosten. In diesem Fall kann die Orthese an das Bein eines Seminarteilnehmers angepasst werden.
- Bei allen Patientenversorgungen muss ein Video des Patienten eingereicht werden.

Über dieses Formular können Sie unverbindlich eine Seminarteilnahme anfragen. Wir prüfen Ihre Anfrage und melden uns zeitnah mit weiteren Informationen bei Ihnen.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

