FIOR & GENTZ

Therapieschuhe Abverkauf

Wir räumen unser Lager!

Ausgewählte Therapieschuhe jetzt mit 50 % Rabatt!*

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und sichern Sie sich ausgewählte Therapieschuhe zu attraktiven Sonderpreisen. Die nachfolgenden Artikel verlassen dauerhaft unser Sortiment. Profitieren Sie jetzt von 50 % Rabatt – nur solange der Vorrat reicht!

Bitte beachten Sie: Ein Umtausch oder eine Rückgabe der gekauften Schuhe ist ausgeschlossen.

* anstatt Ihrer persönlichen Rabattierung





HEIDELBERG

Verbandsschuhe
Flexible Sohle mit Sprengung, 30 mm dick

Artikelnummer: TS4552

HEIDELBERG bietet variables Volumen. Das teilflexible Obermaterial des Schuhes kann sich an unterschiedliche Platzanforderungen (z. B. durch wechselnde oder dicke Verbände) anpassen.

Schuhgröße: 35–50



DRESDEN BREIT

Verbandsschuhe
Rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung, 30 mm dick

Artikelnummer: TS5411

DRESDEN bietet, insbesondere in der Variante BREIT, viel Raum für besondere Platzanforderungen. Das feste Außenmaterial kann vom weichen Innenmaterial getrennt werden, um mögliche Druckstellen zu entlasten und einer Ödembildung vorzubeugen. Außerdem ist DRESDEN ein geeigneter TWINSHOE und somit Höhenausgleich für den DIABETES Therapieschuh WETZLAR.

Schuhgröße: 35–48



KASSEL STANDARD

Verbandsschuhe
Rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung, 30 mm dick

Artikelnummer: TS5421

KASSEL bietet, insbesondere in der Variante BREIT, viel Raum für besondere Platzanforderungen. Das feste Außenmaterial kann vom weichen Innenmaterial getrennt werden, um mögliche Druckstellen zu entlasten und einer Ödembildung vorzubeugen. Bei Bedarf kann eine Vorfußschutzkappe angebracht werden, die vor Nässe und Kälte schützt.

Schuhgröße: 35–48

NÜRNBERG STANDARD

Verbandsschuhe
Rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung, 30 mm dick

Artikelnummer: TS4311



NÜRNBERG BREIT

Verbandsschuhe
Rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung, 30 mm dick

Artikelnummer: TS4411

NÜRNBERG bietet, insbesondere in der Variante BREIT, viel Raum für besondere Platzanforderungen. Zudem kann das feste Außenmaterial vom weichen Innenmaterial getrennt werden, um mögliche Druckstellen zu entlasten und einer Ödembildung vorzubeugen.

Schuhgröße: 35–48



HAMBURG

Verbandsschuhe
Rigide Sohle mit extra starker Rolle und gerader Oberseite, 30 mm dick

Artikelnummer: TS6121

HAMBURG bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden. Außerdem ist HAMBURG ein geeigneter TWINSHOE und somit Höhenausgleich für den Entlastungsschuh KÖLN.

Schuhgröße: XS–XXL



BERLIN

Vorfußentlastungsschuhe
10° Keilsohle (50:50) ohne Vorfußunterstützung, 40 mm dick

Artikelnummer: FO1002/FO1012

BERLIN bietet eine verkürzte Keilsohle und sorgt so für eine vollständige Druckentlastung des Vorfußbereiches. BERLIN mit Schutzbügel bietet zusätzlichen Schutz vor Verletzungen (z. B. Stößen). Der Schutzbügel ist sowohl längenverstellbar als auch thermoplastisch verformbar und kann somit individuell angepasst werden.
Bei Bedarf kann an der Innensohle eine Vorfußschutzkappe angebracht werden, die vor Nässe und Kälte schützt. Zudem lässt sich BERLIN auch nachträglich mit einem Schutzbügel (FO1000-Z5,-Z6,-Z7,-Z8) aufrüsten.

Schuhgröße: S–XL



FRANKFURT

Vorfußentlastungsschuhe
Rigide Sohle mit extra starker Rolle und gerader Oberseite, 40 mm dick

Artikelnummer: FO7101

FRANKFURT bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden.

Schuhgröße: XS–XXL



KOPENHAGEN

Vorfußentlastungsschuhe
Rigide Sohle mit extra starker Rolle und gerader Oberseite, 40 mm dick

Artikelnummer: FO7100

KOPENHAGEN bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden.

Schuhgröße: XS–XXL



STENDAL

Vorfußentlastungsschuhe
10° Keilsohle (50:50) mit Vorfußunterstützung, 30 mm dick

Artikelnummer: FO1160

STENDAL bietet einen offenen Zehenbereich mit Riemen, an dem bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden.

Schuhgröße: XS–XXL

POST-OP



STOCKHOLM

Vorfußentlastungsschuhe
8° Keilsohle (60:40) mit Vorfußunterstützung, 30 mm dick

Artikelnummer: FO1120

STOCKHOLM bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe angebracht werden kann, die vor Nässe und Kälte schützt. Mit dem praktischen Klettverschluss im Fersenbereich kann die Schaftweite angepasst werden.

Schuhgröße: XS–XXL



MÜNCHEN

Rückfußentlastungsschuhe
5° Keilsohle (20:80) ohne Rückfußunterstützung, 30 mm dick

Artikelnummer: FO2121

MÜNCHEN bietet einen offenen Vorfußbereich mit niedriger Umlaufkante, an der bei Bedarf eine Vorfußschutzkappe, und einen offenen Rückfußbereich, an dem bei Bedarf eine Rückfußschutzkappe angebracht werden kann.

Schuhgröße: S–XL



WUPPERTAL

Rückfußentlastungsschuhe
5° Keilsohle (20:80) ohne Rückfußunterstützung, 30 mm dick

Artikelnummer: FO2000

WUPPERTAL bietet einen offenen Zehen- und Fersenbereich und kann mithilfe der ungewöhnlichen Klettverschlüsse an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden.

Schuhgröße: S–XL

Mehr Informationen zu allen Therapieschuhen finden Sie in unserem **Produktkatalog Therapieschuhe** im Download-Bereich der FIOR & GENTZ Website.

PR0296-DE-2026-10

FIOR & GENTZ
Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Deutschland)

+49 4131 24445-0
+49 921 95659554

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de